

# Johnlen 電子護膚臉罩 說明書

CS-045



## 特點

1. 遠紅外線（波長8-16微米）滲透原理設計，能促進血液循環，加速新陳代謝，最易滲透人體皮膚細胞進而促進新陳代謝。
2. 配合美容護膚用品使用，可加強皮膚對美容護膚用品之吸收。
3. 裝置恆溫器作溫度自動控制，插電式、室電110伏特電壓。
4. 微調式旋鈕，可調整溫度。

## 效用

- 臉部護膚、美容、保健良品。

## 使用方法

- 抹化妝品或藥品使用時，臉部最好先覆上一層薄膜式隔離墊（如PVC膜、不織布膜、紙膜）以保持本體清潔。

## 使用注意事項

- 1 睡覺時，不得使用。
- 2 孩童，血液循環不良或無知覺之病患，需有人看護才可使用。
- 3 使用前請檢視本體內外，如有破孔、裂痕，請勿使用。
- 4 使用中請隨時調整適當溫度。
- 5 請勿強壓，硬折扭擠本體：宜保持平整型。
- 6 拔插頭時，請勿直接拉電源線，或直接從本體拉電線插頭。
- 7 不用時，請置放於乾燥陰涼處。
- 8 插入110V-120V電源，調整開關至適當溫度。
- 9 清潔本產品時確記先拔掉電源，可用微濕抹巾擦拭，不可水洗。

## 規格

CS-045電子護膚臉罩

電壓：AC110V 50/60Hz

功率：16W±10%

溫度：LO 35°C ±5°C HI 50°C ±5°C

（上述溫度是在室溫25°C時本體表層所測出的溫度）

尺寸：66cm×27cm×1cm（長×寬×厚）

## 保 證 卡

購 買 日 期

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

經 銷 店 章

1. 在正常使用下，如發生故障，自購買日起保證一年，換修材料免費。
2. 因使用錯誤，導致故障，需換零件時，應繳付材料費。
3. 如故障請送原經銷店。
4. 本卡若無購買日期或未蓋經銷售店章者，請保留發票正本或影本以資證明。

**中藍行實業有限公司**

鳳山市830鳳北路108巷25號

TEL: 886-7-7337206

FAX: 886-7-7335594

http://www.cblue.com.tw

E-mail: cblue@ms4.hinet.net